

HÖREN MIT INDUKTION

Kurzanleitung für Halsringschleife und Induktionsbügel

Mit einer Halsringschleife oder einem Induktionsbügel können Sie den Ton des Audioguides oder des Gruppenführungssystems direkt über Ihr Hörgerät oder Cochlea-Implantat empfangen. **Voraussetzung ist ein für Induktion geeigneter T-Modus.**

SO GEHT'S

- 01 Kopfhörer abziehen.** Für die induktive Übertragung benötigen Sie ihn nicht.
- 02 Hörhilfe anlegen.** Legen Sie die Halsringschleife um den Hals oder hängen Sie den Induktionsbügel über ein Ohr.
- 03 Stecker verbinden.** Stecken Sie ihn in die Kopfhörerbuchse des Audioguides oder Empfangsgeräts.
- 04 T-Modus einschalten.** Wählen Sie an Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat das für Induktion vorgesehene Programm.
- 05 Lautstärke einstellen.** Passen Sie die Lautstärke am Audioguide oder Empfangsgerät so an, dass Sie den Ton gut verstehen können.

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Unsere Mitarbeitenden helfen Ihnen gern bei der Nutzung der Geräte. Wenn Sie den T- oder MT-Modus an Ihrem eigenen Hörsystem nicht finden, kann Ihnen Ihre Hörakustikpraxis weiterhelfen.